



Zamość dnia 26 października 2012 r.



AZP.3320/61/ /12

Certyfikat nr 0019/2011  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 0020/2011  
ISO 14001 : 2011

Certyfikat nr 0022/2011  
PN-N-18001 : 2004

Certyfikat nr 0021/2011  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 0023/2011  
HACCP



KOMITET  
UPOWSZECZNIANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIA

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.  
szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę aparatu video EEG i respiratora przenośnego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień.

**Pytanie dot. zadania 2 pkt. 4**

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator przenośny zasilany w tlen z przenośnego źródła (butla) oraz instalacji centralnej o ciśnieniu 2.7 – 4.8 bar?

Jest to zakres bezpieczny dla prawidłowej pracy urządzenia, nie narażający respiratora na zbyt wysoki poziom ciśnienia i wywoływanie sytuacji alarmowych.

**Wyjaśnienie:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 2 pkt. 7**

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator przenośny z regulacją objętości oddechowej w zakresie 360 – 1500 ml?

Ta nieznaczna różnica nie będzie miała wpływu na wydajność pracy urządzenia i w zupełności pokryje zakres fizjologicznych potrzeb wentylacji w warunkach transportowych.

**Wyjaśnienie:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 2 pkt. 10**

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator przenośny z systemem zabezpieczającym przed zbyt wysokim poziomem ciśnienia w drogach oddechowych – wewnętrznym zaworem bezpieczeństwa – wyzwalaczem ciśnienia, oraz z alarmem niskiego ciśnienia źródła gazu medycznego?

Zawór bezpieczeństwa automatycznie ogranicza ciśnienie obwodu do około 80 cm H<sub>2</sub>O, niezależnie od ustawienia regulatora ciśnienia maksymalnego.

**Wyjaśnienie:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek