



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu[®]**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



URS is a member of Registrar of Standards (UKAS) Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

Zamość dnia 09 października 2014r.

AG-ZP3320/57/ /14

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu Oddziału Wewnętrznego z Gastroenterologią blok „A” V piętro strona prawa dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.** Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień.

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie

W poz. 3.30 przedmiaru robót Zamawiający podał wbudowanie modułu zasilającego – kontrolnego UMC 107E/80. Ponieważ w chwili obecnej nie jest już produkowany, czy zastąpić go zamiennikiem UMC 710-2-63-ISO-18-B16.?

Wyjaśnienie:

Tak zastąpić go zamiennikiem UMC 710-2-63-ISO-18-B16.

Pytanie 2

W poz. 1.15.23 przedmiaru robót Zamawiający wymienia panel przyłózkowy typu 2000. Proszę o podanie jaki ma być typ panela: ścienny, sufitowy poziomy, sufitowy pionowy, wolnostojący oraz określenie wyposażenia go w osprzęt elektryczny, gdyż w SIWZ podano tylko wyposażenie w punkt poboru gazów medycznych.

Wyjaśnienie:

Należy zastosować panel ścienny wyposażony w 26 szt. gniazd hermetycznych 230V +Q rozmieszczonych w panelu symetrycznie lub 13 szt. (2x 230V+Q)

lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu